

— VÁSTAGO FEMORAL

**PAVI™** *HAP y cementado*



DOCUMENTACIÓN



**groupe lépine**

Depuis 1714

## VÁSTAGO

- aleación de titanio, aluminio y vanadio.
- fijación no cementada, gracias a un revestimiento bicapa obtenido mediante proyección de plasma de titanio puro poroso al vacío e hidroxapatita.
- fijación cementada con un acabado pulido brillante.
- cono 12/14 – 5°40'.
- esterilización mediante radiación Gamma.

## Vástago PAVI™ 135° TI/HA



Denominación	Ref.
VASTAGO PAVI 135° HAP T09	H0150009
VASTAGO PAVI 135° HAP T10	H0150010
VASTAGO PAVI 135° HAP T11	H0150011
VASTAGO PAVI 135° HAP T12	H0150012
VASTAGO PAVI 135° HAP T13	H0150013
VASTAGO PAVI 135° HAP T14	H0150014
VASTAGO PAVI 135° HAP T15	H0150015
VASTAGO PAVI 135° HAP T16	H0150016

## Vástago PAVI™ varizado 130° TI/HA



Denominación	Ref.
VASTAGO PAVI VAR 130° HAP T10	H015 0110
VASTAGO PAVI VAR 130° HAP T11	H015 0111
VASTAGO PAVI VAR 130° HAP T12	H015 0112
VASTAGO PAVI VAR 130° HAP T13	H015 0113
VASTAGO PAVI VAR 130° HAP T14	H015 0114
VASTAGO PAVI VAR 130° HAP T15	H015 0115
VASTAGO PAVI VAR 130° HAP T16	H015 0116

## Vástago PAVI™ 135° cementado



Denominación	Ref.
VASTAGO PAVI 135° CEM T09	H0150209
VASTAGO PAVI 135° CEM T10	H0150210
VASTAGO PAVI 135° CEM T11	H0150211
VASTAGO PAVI 135° CEM T12	H0150212
VASTAGO PAVI 135° CEM T13	H0150213
VASTAGO PAVI 135° CEM T14	H0150214
VASTAGO PAVI 135° CEM T15	H0150215

## Cabeza de acero inoxidable (ø 22,2 y 28 mm)



Denominación	Característica	Ref.
CABEZA INOX 12/14 Ø22,2 0	cuello medio	HIT CM422
CABEZA INOX 12/14 Ø22,2 +3	cuello largo	HIT CL422
CABEZA INOX 12/14 Ø28 -3,5	cuello corto	HIT CC428
CABEZA INOX 12/14 Ø28 0	cuello medio	HIT CM428
CABEZA INOX 12/14 Ø28 +3,5	cuello largo	HIT CL428
CABEZA INOX 12/14 Ø28 +7	cuello extralargo	HIT CX428

## Cabeza de alúmina (ø 28 y 32 mm)



Denominación	Característica	Ref.
CABEZA ALUMINA 12/14 Ø28 -3,5	cuello corto	HAT CC428
CABEZA ALUMINA 12/14 Ø28 0	cuello medio	HAT CM428
CABEZA ALUMINA 12/14 Ø28 +3,5	cuello largo	HAT CL428
CABEZA ALUMINA 12/14 Ø32 -4	cuello corto	HAT CC432
CABEZA ALUMINA 12/14 Ø32 0	cuello medio	HAT CM432
CABEZA ALUMINA 12/14 Ø32 +4	cuello largo	HAT CL432

**lépine** Algérie  
9 rue philosophe Tabrizi  
Les sources  
Bir Mourad Rais - ALGER  
lepine-algerie@groupe-lepine.com

**lépine** Italia  
Via Cassanese 100,  
20090 Segrate (Milano)  
lepine-italia@groupe-lepine.com

**lépine** Deutschland  
Ohle Ring 23-25  
Stade-Wiepenkathen, 21684  
lepine-deutschland@groupe-lepine.com

**lépine** Maroc  
79 avenue IBN SINA  
10080 RABAT - AGDAL  
lepine-maroc@groupe-lepine.com

**lépine** Ibérica  
J.J. Tadeo Murguía, 3 y 5 Bajos  
20304 IRÚN (GUIPÚZCOA)  
lepine-iberica@groupe-lepine.com

175 rue Jacquard - CS 50307  
69727 Genay Cedex - FRANCE

Tél. +33 (0)4 72 33 02 95  
Fax +33 (0)4 72 35 96 50

[www.groupe-lepine.com](http://www.groupe-lepine.com)



**groupe lépine**

Depuis 1714